

简易呼吸器使用 操作流程与要点

一、操作前准备

1. 检查简易呼吸器各部件的状态
2. 连接氧气：简易呼吸器与氧气装置连接。调节氧流量 5~10L/min（供氧浓度为 40%~60%）使储氧袋充盈。未接氧气时应将储氧袋取下

二、操作过程

1. 施救者位于患者头部上方，并使患者仰卧，去枕，头后仰，打开气道。
2. 清除口腔与喉部义齿等可见异物（口述）
3. 采用 E-C 手法固定，一手将面罩扣住口鼻，一手挤压球囊
4. 每次送气量 400~600ml，频率 10~12 次/分；吸呼比一般为 1: 1.5~2，CPR 时按压与通气比例为 30: 2
5. 观察是否正常换气：①胸廓是否随呼吸囊挤压而起伏，②呼气时面罩内是否呈雾气状态。

三、操作后处理

1. 整理物品
2. 操作后洗手，记录病程（口述）

四、职业素养

1. 无菌观念，动作连续规范
2. 医患沟通与人文关怀，体现爱护患者的意识